



**Germodis**®  
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com www.germo.it

## GERMOCID INSTRUMENTS – Fisa tehnică

# GERMOCID INSTRUMENTS

GERMOCID INSTRUMENT este un dispozitiv medical clasa IIb în conformitate cu Directiva 93/42 / CEE..

GERMOCID INSTRUMENT este o soluție dezinfectantă concentrată, cu o acțiune de curățare rapidă și eficientă, a instrumentelor chirurgicale invazive contaminate cu material organic (sânge, salivă, exudate biologice) înainte de sterilizarea cu autoclav. Nu este necesară o acțiune mecanică pentru a finaliza procesul de dezinfectare.



### ISTRUCIUNI DE FOLOSIRE

GERMOCID INSTRUMENT se utilizează diluat în apă.

Pentru o doză corectă a produsului, se recomandă utilizarea cupei de măsurare, dacă este furnizată.

Pentru a curăța și a dezinfecta obiectele, adăugați-le în soluția urmând tabelul de mai jos:

Activitate	Concentratia Activa	Timp de contact
Bacterică	5-10%	15 minute
Levurică	1-10%	15 minute
Virică	1-15%	60 minute

Soluția este stabilă și poate fi folosită timp de o săptămână. În caz de utilizare frecventă și instrumente contaminate sau murdare se recomandă înlocuirea soluției în fiecare zi. GERMOCID INSTRUMENT pot fi utilizate și în rezervoare cu ultrasunete.

### AMBALARE

Cod Intern:	Ambalaj primar:	Ambalaj secundar:
F101	1000ml flacon tip sticla	Cutie ce contine 6 sticle
F105	5000 ml bidon	Cutie ce contine 4 bidoane

Toate ambalajele primare sunt fabricate din densitate ridicată de polietilenă (HDPE) conform specificațiilor furnizate de Farmacopeea. Acest material nu conține latex și este perfect compatibil cu toate componentele formulării.





**Germo**<sup>®</sup>  
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com [www.germo.it](http://www.germo.it)

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

## GERMOCID INSTRUMENTS – Fisa tehnica

# GERMOCID INSTRUMENTS

### COMPOZITIE

100 g de produs conțin:

Clorură de benzalconiu 10,0 g; O-fenilfenol 1,0 g; coformulanți; apa purificată până la 100,0 g.

### CARACTERISTICI

Lichid cu culoare chihlimbar.

### ACTIVITATE

Datorită formulării sale specifice, GERMOCID INSTRUMENTS are un spectru mare de acțiuni împotriva multor agenți patogeni microorganisme precum bacteriile Gram-pozitive și Gram-negative, drojdiile și virusurile (de asemenea, HIV, VHB, VHC).

Cod	Activitate	Concentratia activa	Timp de contact
EN13727-EN14561	Bactericidă	5-10%	15 minute
EN13624-EN14562	Levuricidă	1-10%	15 minute
EN14476	Virucidă	1-15%	60 minute

### VALABILITATE

3 ani. Perioada de valabilitate indicată se referă la produsul depozitat în ambalajul său și utilizat și depozitat în mod corespunzător.

### CUM SE PASTREAZA

Depozitați într-un loc rece și uscat, departe de sursele de căldură.

### CONTROLUL CALITATII

Componentele (materiile prime, containerele, etichetele etc.) și etapele de prelucrare ale fiecărui lot sunt în mod regulat și atent verificate după procedurile UNI EN ISO 9001 și UNI EN ISO 13485.

### AUTORIZATII

Dispozitiv medical CE 0546 clasa IIb în conformitate cu Directiva 93/42 / CEE modificată prin Directiva 2007/47 / CEE.

CONFIDENTIAL INFORMATION FOR PROFESSIONAL USERS

