

i-Light: caratteristiche tecniche e funzionamento

i-Light è un dispositivo di depilazione per uso domestico che sfrutta la tecnologia della Luce Pulsata Intensa (IPL). L'apparecchio, studiato per la massima efficacia e praticità, viene alimentato a rete ed è composto da una base centrale, una manopola con lampadina e la finestra di emissione di flash con filtro di protezione.

i-Light funziona emettendo sulla pelle un impulso di luce estremamente breve e intenso. A seconda della zona da trattare, sono disponibili due modalità di emissione dei flash: **Multi-Flash**, con emissione ogni due secondi per aree più ampie come gambe, petto e schiena; **Flash Singoli** per trattamenti localizzati come ascelle e zona bikini.

Il pulsante di livello d'intensità, posto sulla base centrale, consente di ottenere 5 livelli di potenza per adattare la luce pulsata a seconda del proprio fototipo. Per individuare facilmente il proprio fototipo, è possibile compiere un'auto-valutazione consultando la tabella presente all'interno del manuale d'uso.



i-Light è munito, inoltre, di un sensore di contatto con la pelle che evita l'accidentale accensione del dispositivo.

Gli indicatori LED, presenti nella base centrale dell'apparecchio, segnalano l'intensità della luce emanata, la modalità di emissione flash selezionata e indicano la durata della lampadina consentendo, così, di provvedere per tempo alla sostituzione.

All'interno della confezione sono presenti ben tre

lampadine che garantiscono l'emissione di 1500 flash ciascuna.

i-Light è un dispositivo sicuro ed efficace ma, prima di procedere all'utilizzo, si consigliano alcune semplici precauzioni d'impiego.

E' bene, infatti, preparare la pelle per un trattamento efficace e in totale sicurezza, accertandosi che l'area da trattare sia pulita, libera da oli, deodoranti, profumi, cosmetici, lozioni e creme.

Prima di procedere è necessario radere i peli dell'area interessata esclusivamente con rasoio o crema depilatoria evitando, pertanto, l'utilizzo di ceretta, epilatori, pinzette o altri prodotti per l'epilazione.

Una volta effettuate queste semplici operazioni, si può procedere col trattamento avendo prima l'accortezza di verificare che l'apparecchio sia correttamente predisposto.



i-Light sarà disponibile nei punti vendita per l'inizio del 2010

Prezzo consigliato al pubblico (IVA inclusa): 349,00 euro

i-LIGHT
Intense Pulsed Light hair removal