

Installationsanleitung BtM-Programm 2026, Version 4.3

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Installation Test- und Vollversion | 1 |
| Voraussetzungen | 1 |
| Download..... | 2 |
| Installation Einzelplatz | 3 |
| Installation Server/Netzlaufwerk..... | 5 |
| Installation auf dem Server/Netzlaufwerk..... | 5 |
| Clientinstallation auf einer Arbeitsstation | 6 |
| Onlineupdate | 7 |
| BtM-Duplikate zusammenführen | 7 |
| Aktualisierung der Produktlizenz an einem PC ohne Internetanschluss..... | 8 |
| Umstellung von Test- auf Vollversion..... | 10 |
| Datenbank neu beginnen | 10 |
| Erste Schritte im BtM-Programm..... | 11 |

Achtung! Im Folgenden wird die **Neuinstallation** beschrieben. Bitte verwenden Sie die [Jahresupdate 2026 Download- und Installationsanleitung](#), sofern Sie das BtM-Programm bereits in einer älteren Version als 2026 nutzen und eine Updateinstallation durchführen möchten.

Installation Test- und Vollversion

Voraussetzungen

Im Folgenden wird die Installation des BtM-Programms beschrieben. Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie entscheiden, ob Sie das Programm nur an einem Arbeitsplatz nutzen wollen oder evtl. später auch an mehreren Arbeitsplätzen. Ist eine spätere Nutzung an mehreren Arbeitsplätzen nicht ausgeschlossen, so ist es sehr zu empfehlen eine Netzwerkinstallation durchzuführen. Weitere Arbeitsplätze können Sie später jederzeit hinzufügen.


Für die Installation benötigen Sie Schreibrechte auf das Systemverzeichnis der Arbeitsstation bzw. das Verzeichnis des Servers, auf der das Programm installiert werden soll. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie als Benutzer mit entsprechenden Rechten angemeldet sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Bei der späteren Nutzung des BtM-Programms benötigen alle Benutzer Schreibrechte auf das Verzeichnis des BtM-Programms.

Systemvoraussetzungen: Windows® 10/11. Internetzugang für Online-Updates und zur Aktualisierung der Produktlizenz.

Download

Zum Download klicken Sie bitte auf den in der E-Mail enthaltenen Link oder kopieren Sie die URL in die Adress-Zeile Ihres Browsers. Wir empfehlen dafür Chrome, Firefox oder Edge.



Sollte der Download nicht automatisch starten, kann er mit einem Klick auf [hier] manuell angestoßen werden.

Hinweis: Gegebenenfalls bestätigen Sie die Nachfrage Ihres Browsers zum Download und speichern Sie die Datei in Ihrem Download-Ordner.

Es wird eine zip-Datei heruntergeladen. Im Folgenden wird das Entpacken der zip-Datei beschrieben:

Unter Windows 11:

Klicken Sie die heruntergeladene Datei mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie nun den Menüpunkt „Alle extrahieren...“ aus. Im nächsten Schritt wählen Sie Ihren Zielordner aus (z.B. C:\Users\Downloads\BtM_2026)


Sie haben die ZIP-Datei nun entpackt und können den neu erstellten Ordner per Doppelklick öffnen.

Unter Windows 10:


Klicken Sie die heruntergeladene Datei mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie nun „Öffnen mit ... | Windows Explorer

Doppelklicken Sie anschließend auf die Anwendung „Start“.

Im darauffolgenden Fenster klicken Sie auf [Alle extrahieren].



Es öffnet sich der Ordner, in den die Dateien extrahiert wurden. Bei einer Mehrplatzinstallation empfiehlt es sich, die heruntergeladenen Dateien auf einen Wechseldatenträger (z.B. USB-Stick) oder auf ein gemeinsames Netzlaufwerk zu entpacken bzw. zu kopieren. Doppelklicken Sie auf die Anwendung „Start“, um die Installation zu beginnen.



Sollte der Downloadlink bereits abgelaufen sein, erscheint im Browser die folgende Meldung.



Bitte wenden Sie sich in diesem Fall erneut an die in der Meldung eingetragene E-Mail-Adresse, um einen neuen Downloadlink zu erhalten.

Installation Einzelplatz


Beenden Sie alle noch laufenden Windows-Anwendungen auf Ihrem Rechner. Doppelklicken Sie auf die Datei **Start.exe** des Downloads.




Das Setup wird gestartet. Klicken Sie auf den Button **[Neuinstallation BtM-Programm, Version 4.3]**.

Das Installationsprogramm startet und führt Sie in mehreren Schritten durch die Installation.

In der Regel erscheint nun eine Sicherheitsfrage von Windows, ob durch das Programm Änderungen an Ihrem Computer vorgenommen werden dürfen. Bestätigen Sie dies mit **[Ja]**.




Nach der Vorbereitung des Setups erscheint das Fenster „Willkommen zur Installation des BtM-Programms“. Klicken Sie auf **[OK]**.




Die Lizenzvereinbarung wird angezeigt. Bestätigen Sie, dass Sie mit der Lizenzvereinbarung einverstanden sind und klicken Sie auf den Button **[Weiter]**, um mit der Installation fortzufahren.

Stimmen Sie der Vereinbarung nicht zu, wird die Installation beendet und das Programm nicht installiert.




Im Fenster „Setup-Typ“ wählen Sie den Setup-Typ „**Standard-Installation**“. Dadurch wird das BtM-Programm mit dem Standardpfad „C:\Program Files (x86)\DAV\BTM“ auf Ihrem Computer installiert.

Möchten Sie das Programm an einem anderen Ort installieren, verwenden Sie den Setup-Typ „Benutzerdefiniert“. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf den Button **[Weiter]**.




Die Meldung zum Eintrag der Produktlizenz erscheint.

Schließen Sie die Meldung mit **[Ok]**.



Tragen Sie im Produktlizenzfenster Ihre Login-Daten ein, die wir Ihnen per E-Mail zugesandt haben und klicken Sie auf **[Download]**.

Ihre Lizenzdaten werden in das Produktlizenzfenster übernommen. Das BtM-Programm wird damit freigeschaltet. Klicken Sie auf den Button **[Weiter]**.



Starten Sie die Installation über den Button **[Installieren]**.

Warten Sie bis die Meldung zur erfolgreichen Installation erscheint und verlassen Sie den Installations-Assistenten über **[OK]**.

Sie sehen wieder den Startbildschirm des Setup-Programms.




Schließen Sie diesen durch Klick auf **[Beenden]**.

Auf dem Desktop ist nun das BtM-Programm-Icon sichtbar.



Starten Sie das Programm durch Doppelklick auf das Desktop-Icon. Alternativ ist der Start auch über „Start | Deutscher Apotheker Verlag | BtM-Programm Betäubungsmittelverwaltung“ möglich.

Nach dem Programmstart werden Sie aufgefordert, mindestens einen Benutzer mit Administratorrecht anzulegen. Klicken Sie auf [OK].



Das Fenster „Benutzer Zugriffsrechte / Neuanlage“ öffnet sich.

Geben Sie einen selbst gewählten Benutzernamen und Passwort ein und speichern Sie Ihre Eingabe mit dem Button **[Übernehmen]**.


Melden Sie sich nun mit Ihren Zugangsdaten an. Klicken Sie dazu auf „Benutzer“ und anschließend auf „Anmelden“. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf [OK]. Sie können anschließend weitere Benutzer mit anderen Rechten anlegen.

Installation Server/Netzlaufwerk


Installation auf dem Server/Netzlaufwerk

Für eine Netzwerkinstallation muss zuerst auf dem Server oder dem gemeinsamen Netzlaufwerk eine Benutzerdefinierte Installation durchgeführt werden. Anschließend führen Sie an jedem Client, an welchem das Programm genutzt werden soll, eine Clientinstallation durch.


Starten Sie die Installation wie unter „Installation Einzelplatz“ beschrieben, bis das Fenster „Lizenzvereinbarung“ angezeigt wird. Bestätigen Sie, dass Sie mit der Lizenzvereinbarung einverstanden sind und klicken Sie auf den Button **[Weiter]**, um mit der Installation fortzufahren.



Wählen Sie „**Benutzerdefiniert**“ und im Anschluss **[Weiter]**.



Bestätigen Sie die Meldung mit **[OK]**.



Tragen Sie im Produktlizenzenfenster Ihre Login-Daten ein, die wir Ihnen per E-Mail zugesandt haben und klicken Sie auf **[Download]**.


Ihre Lizenzdaten werden in das Produktlizenzenfenster übernommen. Das BtM-Programm wird damit freigeschaltet. Klicken Sie auf den Button **[Weiter]**. Im Fenster „BtM-Programm Installation“ starten Sie die Installation mit einem Klick auf **[Installieren]**.

Nach Abschluss der Installation beenden Sie das Installationsprogramm.

Clientinstallation auf einer Arbeitsstation


Führen Sie nun an allen Arbeitsstationen, an denen Sie mit dem BtM-Programm arbeiten möchten, eine Clientinstallation durch.

Starten Sie die Installation wie unter „Installation Einzelplatz“ beschrieben, bis das Fenster „Lizenzvereinbarung“ angezeigt wird. Bestätigen Sie, dass Sie mit der Lizenzvereinbarung einverstanden sind und klicken Sie auf den Button **[Weiter]**, um mit der Installation fortzufahren.



Wählen Sie den Typ „**Netzwerk-(Client)**“ aus.

Klicken Sie auf **[Weiter]**.




Wählen Sie denjenigen Ordner auf dem Server/Netzlaufwerk aus, den Sie bei der Benutzerdefinierten Installation angelegt haben.

Klicken Sie auf **[Weiter]** und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Onlineupdate

Damit die Datenbank des BtM-Programms auf dem aktuellen Stand bleibt, werden in regelmäßigen Abständen Online-Datenupdates auf dem Internet-Server des Deutschen Apotheker Verlags bereitgestellt.

Sofern der Computer, auf dem das BtM-Programm installiert ist, eine ständige Internetverbindung hat, prüft das Programm bei jedem ersten Programmstart an einem Kalendertag automatisch, ob ein Datenupdate bereitsteht. Wenn ja, wird dies mit einer entsprechenden Meldung angezeigt:



Durch Klick auf [Ja] wird das Datenupdate heruntergeladen und installiert.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Programmhilfe, die sich über *Hilfe / Programmhilfe* öffnet.

BtM-Duplikate zusammenführen

Nach der Durchführung einer Datenbankaktualisierung kann es vorkommen, dass für dasselbe BtM zwei Karteikarten existieren. Dies tritt dann auf, wenn durch das Update ein neues BtM aufgenommen wird, für das Sie zuvor bereits selbst eine Karteikarte angelegt hatten.

Bitte überprüfen Sie deshalb im Anschluss an das Update, ob BtMs doppelt vorhanden sind. Wählen Sie dazu im Navigationsbereich „BtM-Liste anzeigen nach BtM-Status“. Es werden alle in der Datenbank gespeicherten BtM-Karteikarten angezeigt. In der Spalte BtM-Typ können Sie

erkennen, welche BtMs selbst angelegt wurden (Eintrag „selbst angelegt“) und welche BtMs Bestandteil der ausgelieferten Datenbank sind (Eintrag „WinBtM“).


Suchen Sie in der Liste Ihre selbst angelegten BtM-Karteikarten und überprüfen Sie, ob eine weitere, redaktionelle BtM-Karteikarte des gleichen Namens existiert. Wenn ja, nutzen Sie die Funktion *BtM-Duplikate zusammenführen*, um die beiden Karteikarten miteinander zu verknüpfen. Eine der beiden Karteikarten wird dabei deaktiviert.

Eine ausführliche Beschreibung der Funktion *BtM-Duplikate zusammenführen* finden Sie in der Programmhilfe im Kapitel „BtM-Kartei | BtM-Duplikate zusammenführen“.

Aktualisierung der Produktlizenz an einem PC ohne Internetanschluss

Sollte Ihr PC über keinen Internetzugang verfügen oder aus einem anderen Grund keine Internetverbindung zum Lizenzserver aufbauen können, führen Sie die Aktualisierung bitte mit Hilfe eines USB-Sticks an einem PC mit direktem Internetzugang durch.

Gehen Sie hierzu bitte wie folgt vor:




Wenn vor dem Update bereits eine Produktlizenz eingelesen war, erkennt das BtM-Programm automatisch, dass keine Verbindung hergestellt werden kann.


Sind noch keine Login Daten hinterlegt, müssen diese eingetragen werden.

Das BtM-Programm bietet Ihnen an, die Lizenz an einem anderen PC (mit Internet-Anschluss) herunterzuladen.


Stecken Sie hierzu zunächst einen USB-Stick in den BtM-Programm PC und bestätigen Sie anschließend mit **[Ja]**.



Klicken Sie im nächsten Fenster auf **[Hilfsprogramm kopieren]**.




Wählen Sie Ihren USB-Stick aus und klicken Sie auf **[OK]**. Bitte verwenden Sie keine Unterordner!



Das erfolgreiche Kopieren des Hilfsprogramms auf den USB-Stick wird durch das nebenstehende Fenster bestätigt. Schließen Sie das Fenster mit **[OK]**.


Entfernen Sie nun den USB-Stick **und stecken Sie diesen an einem PC mit Internetanschluss an.**



Lassen Sie sich an dem PC mit Internetzugang den Inhalt des USB-Sticks anzeigen.

Klicken Sie doppelt auf die „BtMLizenzDownload.exe“

Es öffnet sich das Hilfsprogramm „BtM Lizenz-Download“.




Tragen Sie daraufhin Ihre persönlichen Login Daten ein, die Sie per Mail erhalten haben und klicken Sie auf **[Download]**.


Nach erfolgreichem Download werden Ihre Produktlizenz-Daten im mittleren Fensterbereich angezeigt. Im unteren Fensterbereich sind Ihre freigeschalteten Produkte sichtbar.

Überprüfen Sie die Angaben und schließen Sie das Hilfsprogramm mit dem gleichnamigen Button.

Entfernen Sie den USB-Stick wieder **und stecken Sie ihn erneut an Ihrem BtM-Programm-PC ein.**




Klicken Sie erneut auf **[Download]** im Produktlizenz-Fenster.




Das BtM-Programm hat sich Ihre Entscheidung gemerkt, die Lizenz an einem anderen PC herunterzuladen.

Bestätigen Sie die Frage, ob die Produktlizenz von dem angesteckten USB-Stick übernommen werden soll, mit **[Ja]**.



Die Lizenzdatei wird vom BtM-Programm automatisch auf dem angesteckten USB-Stick erkannt. Bestätigen Sie die Frage mit [Ja].



Die Lizenzdatei wird eingelesen und die Versionsnummer im Bereich Produkte angezeigt: **BtM-Programm 2026**.

Daraufhin führen Sie das Setup wie oben beschrieben fort.

Nach erfolgreicher Installation wird das BtM-Programm automatisch in der Version 4.3 gestartet.

Führen Sie dann unbedingt direkt die angebotene Datenbankaktualisierung durch!


Umstellung von Test- auf Vollversion

Um Ihre bereits installierte Testversion als Vollversion freizuschalten, ist nur ein kleiner Schritt notwendig: Öffnen Sie im Programm das Produktlizenz-Fenster (über „Datei | Produktlizenz“) und klicken Sie auf den Button **[Aktualisieren]**. Daraufhin wird die Vollversion freigeschaltet.

Wenn Sie vor Verwendung der Vollversion Ihre Testbuchungen entfernen möchten, können Sie die Datenbank in Ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen und mit einer neuen Datenbank beginnen.

Datenbank neu beginnen

Stellen Sie sicher, dass Sie im BtM-Programm als Benutzer mit Administratorrecht angemeldet sind. Wählen Sie unter Datei | Verwaltung den Eintrag „BtM-Verzeichnisse“.




Es folgt ein Fenster mit der Frage, ob Sie das Konfigurationsprogramm jetzt starten möchten. Wählen Sie **[Ja]** aus.

Das BtM-Programm schließt sich automatisch.

Es öffnet sich ein neues Fenster „BtM-Verzeichnisse prüfen und setzen“.

Wählen Sie unten den Button [Datenbank neu beginnen] und bestätigen die darauffolgende Nachfrage mit [Ja]




Es erscheint die Meldung, dass die Datenbankdatei neu erstellt wurde.

Schließen Sie die Meldung mit **[OK]**.

Schließen Sie das Fenster „BtM-Verzeichnisse prüfen und setzen“ mit **[Schließen]**.

Nach dem Programmstart werden Sie aufgefordert, mindestens einen Benutzer mit Administratorrecht anzulegen. Klicken Sie auf [OK].



Das Fenster „Benutzer Zugriffsrechte / Neuanlage“ öffnet sich.

Geben Sie einen selbst gewählten Benutzernamen und Passwort ein und speichern Sie Ihre Eingabe mit dem Button **[Übernehmen]**.

Melden Sie sich nun mit Ihren Zugangsdaten an. Klicken Sie dazu auf „Benutzer“ und anschließend auf „Anmelden“. Wählen Sie Ihren Benutzernamen und tragen das Kennwort ein und klicken Sie auf [OK]. Sie können anschließend weitere Benutzer mit anderen Rechten anlegen.

Erste Schritte im BtM-Programm

Eine Kurzanleitung zur Bedienung des BtM-Programms finden Sie in der Programmhilfe. Diese öffnen Sie, indem Sie im Hauptmenü auf „Hilfe“ und dann „Programmhilfe“ klicken. Die Programmhilfe öffnet sich automatisch im Kapitel „Willkommen“. Klicken Sie dort auf den Link „Einstiegsseite für neue Anwender“. Alternativ können Sie die Seite „Einstieg für neue Anwender“ auch direkt in der Kapitelübersicht im linken Fensterbereich anklicken.

