

POLMED[®]

Realizacja pakietu badań w domu pacjenta

Informacja
dla Pacjentów

Umawianie wizyt:

1. Kupując pakiet badań wybierz opcję „pobranie w domu”. Zapłać online lub za pośrednictwem infolinii.
2. Konsultant oddzwoni do Ciebie (w ciągu maksymalnie trzech godzin) i uzgodni z Tobą preferowany termin wizyty. **PAMIĘTAJ:** większość badań laboratoryjnych jest wykonywana na czczo – dlatego najlepiej umawiać wizytę pielęgniarki w godzinach przedpołudniowych.
3. Po uzgodnieniu dostępności z pielęgniarką, konsultant potwierdzi Ci termin wizyty.

Realizacja wizyty:

1. W dniu wizyty odpowiednio się przygotuj – sprawdź zasady przygotowywania się do badań <https://polmed.pl/przewodnik-pacjenta/kategoria-jak-przygotowac-sie-do-diagnostyki/>.
2. Jeśli wśród badań jest badanie moczu, pamiętaj o wcześniejszym zakupieniu pojemnika na mocz.
3. Pielęgniarka przyjedzie do Ciebie we wskazanym terminie, pobierze krew i bezpiecznie dostarczy próbki materiału do laboratorium.
4. W trakcie wizyty pielęgniarka przeprowadzi formalności, niezbędne do odebrania wyników badań online.
5. Po otrzymaniu wyników, za pośrednictwem konsultanta infolinii możesz umówić się na telekonsultację, w trakcie której omówisz wyniki badań z lekarzem.

Uwaga:

Personel medyczny wykonujący badania w domu Pacjenta jest wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia (maseczki/przyłbice, kombinezony, rękawiczki).

Pamiętaj:

Zadbaj również o Twoje przygotowanie do wizyty pod kątem bezpieczeństwa epidemicznego:

- dobrze wywietrz pomieszczenie,
- ogranicz do niezbędnego minimum liczbę osób przebywających w pomieszczeniu, w którym będzie odbywała się wizyta,
- zadbaj o założenie maseczki i dezynfekcję rąk (lub założenie rękawiczek) u Ciebie i innych osób, które będą miały kontakt z pielęgniarką,
- nie umawiaj wizyty, jeśli jesteś w kwarantannie, samoizolacji lub podejrzewasz u siebie zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Infolinia czynna 24/7:

801 033 200

Połączenie z telefonów stacjonarnych (wg stawki operatora).

58 775 95 99

Połączenie z telefonów komórkowych (wg stawki operatora).

polmed.pl